

— ABLYBIO, Help Your Research



ATXN2 Rabbit pAb

货号: **AYP17792**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	27kDa/106kDa/109kDa/132kDa/140kDa
实测分子量	150KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat uterus
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1250-1331 of human ATXN2 (NP_002964.3).
------	--

靶点信息

研究背景	This gene belongs to a group of genes that is associated with microsatellite-expansion diseases, a class of neurological and neuromuscular disorders caused by expansion of short stretches of repetitive DNA. The protein encoded by this gene has two globular domains near the N-terminus, one of which contains a clathrin-mediated trans-Golgi signal and an endoplasmic reticulum exit signal. The encoded cytoplasmic protein localizes to the endoplasmic reticulum and plasma membrane, is involved in endocytosis, and modulates mTOR signals, modifying ribosomal translation and mitochondrial function. The N-terminal region of the protein contains a polyglutamine tract of 14-31 residues that can be expanded in the pathogenic state to 32-200 residues. Intermediate length expansions of this tract increase susceptibility to amyotrophic lateral sclerosis, while long expansions of this tract result in spinocerebellar ataxia-2, an autosomal-dominantly inherited, neurodegenerative disorder. Genome-wide association studies indicate that loss-of-function mutations in this gene may be associated with susceptibility to type I diabetes, obesity and hypertension. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	6311
基因名	ATXN2
Swiss	Q99700 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q99700/entry)
别名	ATXN2,ATX2,SCA2,TNRC13,ataxin-2,ATXN2 Rabbit pAb,Spinocerebellar ataxia type 2 protein,Trinucleotide repeat-containing gene 13 protein

产品验证



Western blot analysis of ATXN2 expressed in Rat uterus using ATXN2 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)