

— ABLYBIO, Help Your Research



DEFB4A Rabbit pAb

货号: **AYP18010**

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC
推荐浓度	IHC: 1:100 - 1:200
理论分子量	7kDa
实测分子量	7kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-64 of human DEFB4A (NP_004933.1).
------	---

靶点信息

研究背景	Defensins form a family of microbicidal and cytotoxic peptides made by neutrophils. Members of the defensin family are highly similar in protein sequence. This gene encodes defensin, beta 4, an antibiotic peptide which is locally regulated by inflammation.
基因ID	1673
基因名	DEFB4A, DEFB4B
Swiss	O15263 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O15263/entry)
别名	DEFB4A,BD-2,DEFB-2,DEFB102,DEFB2,DEFB4,HBD-2,SAP1,DEFB4A Rabbit pAb,DEFB4B,Beta-defensin 2,Defensin,beta 2,Skin-antimicrobial peptide 1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)