

# Acetyl-Histone H3-K36 Rabbit pAb

货号: **AYP18051**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:1000 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:100
理论分子量	15kDa
实测分子量	17kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,NIH/3T3
细胞定位	Chromosome,Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	A synthetic acetylated peptide around K36 of human Histone H3 (NP_003484.1).
序列	GGVKK

## 靶点信息

研究背景	Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Nucleosomes consist of approximately 146 bp of DNA wrapped around a histone octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The chromatin fiber is further compacted through the interaction of a linker histone, H1, with the DNA between the nucleosomes to form higher order chromatin structures. This gene is intronless and encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H3 family. Transcripts from this gene lack polyA tails; instead, they contain a palindromic termination element. This gene is located separately from the other H3 genes that are in the histone gene cluster on chromosome 6p22-p21.3.
------	---

基因ID	8290
基因名	HIST3H3
Swiss	Q16695
别名	H3.4;H3/g;H3FT;H3t;HIST3H3;Histone H3;HIST1H3A

## 产品验证



Western blot analysis of Acetyl-Histone H3-K36 expressed in HeLa,NIH/3T3 using Acetyl-Histone H3-K36 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)