

ZNF517 Rabbit pAb

货号: **AYP18078**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	54kDa
实测分子量	56kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 70-180 of human ZNF517 (NP_998770.2).
序列	EEPGALILQVAEQSVAKASLCTDSRMEAGIMESPLQRKLSRQAGLPGTVWGCLPWGHPVGGHPAPPHPHGGPEDGSDK PTHPRAREHSASPRVLQEDLGRPVGSSAPRYRC

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	340385
基因名	ZNF517

Swiss	Q6ZMY9
别名	ZNF517

产品验证



Western blot analysis of ZNF517 expressed in K-562 using ZNF517 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn