

— ABLYBIO, Help Your Research



TAF9B Rabbit pAb

货号: **AYP18190**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	27kDa
实测分子量	28kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse kidney, Mouse liver
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human TAF9B (NP_05705 9.2).
------	--

靶点信息

研究背景	Initiation of transcription by RNA polymerase II requires the activities of more than 70 polypeptides. The protein that coordinates these activities is transcription factor IID (TFIID), which binds to the core promoter to position the polymerase properly, serves as the scaffold for assembly of the remainder of the transcription complex, and acts as a channel for regulatory signals. TFIID is composed of the TATA-binding protein (TBP) and a group of evolutionarily conserved proteins known as TBP-associated factors or TAFs. TAFs may participate in basal transcription, serve as coactivators, function in promoter recognition or modifying general transcription factors (GTFs) to facilitate complex assembly and transcription initiation. This gene encodes a protein that is similar to one of the small subunits of TFIID, TBP-associated factor 9, and is also a subunit of TFIID. TAF9 and TAF9b share some functions but also have distinct roles in the transcriptional regulatory process.
基因ID	51616
基因名	TAF9B
Swiss	Q9HBM6 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9HBM6/entry)
别名	TAF9B, DN-7, DN7, TAF9L, TAFII31L, TFIID-31, TAF9B Rabbit pAb, Neuronal cell death-related protein 7, Transcription initiation factor TFIID subunit 9-like, Transcription-associated factor TAFII31L

产品验证



Western blot analysis of TAF9B expressed in Mouse kidney, Mouse liver using TAF9B Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)