

— ABLYBIO, Help Your Research



SNRPN Rabbit pAb

货号: **AYP18272**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	24kDa/25kDa
实测分子量	20kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HT-29,HeLa,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SNRPN (NP_003088.1).
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is one polypeptide of a small nuclear ribonucleoprotein complex and belongs to the snRNP SMB/SMN family. The protein plays a role in pre-mRNA processing, possibly tissue-specific alternative splicing events. Although individual snRNPs are believed to recognize specific nucleic acid sequences through RNA-RNA base pairing, the specific role of this family member is unknown. The protein arises from a bicistronic transcript that also encodes a protein identified as the SNRPN upstream reading frame (SNURF). Multiple transcription initiation sites have been identified and extensive alternative splicing occurs in the 5' untranslated region. Additional splice variants have been described but sequences for the complete transcripts have not been determined. The 5' UTR of this gene has been identified as an imprinting center. Alternative splicing or deletion caused by a translocation event in this paternally-expressed region is responsible for Angelman syndrome or Prader-Willi syndrome due to parental imprint switch failure.
基因ID	6638
基因名	SNRPN
Swiss	P63162 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P63162/entry)
别名	SNRPN,HCERN3,PWCR,RT-LI,SM-D,SMN,SNRNP-N,SNURF-SNRPN,sm-N,PWS,SNRPN Rabbit pAb,Sm protein D,Sm protein N,Tissue-specific-splicing protein

产品验证



Western blot analysis of SNRPN expressed in Mouse brain,Rat brain,293T using SNRPN Rabbit pAb at 1:10 00. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)