

Acetyl-Histone H2B-K5 Rabbit pAb

货号: **AYP18319**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC IP ChIP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:50 - 1:100 ChIP: 1:50 - 1:100
理论分子量	
实测分子量	16kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	NIH/3T3,C6
细胞定位	
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	A synthetic acetylated peptide around K5 of human Histone H2B (NP_003519.1).
序列	PAKSA

靶点信息

研究背景	Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Nucleosomes consist of approximately 146 bp of DNA wrapped around a histone octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The chromatin fiber is further compacted through the interaction of a linker histone, H1, with the DNA between the nucleosomes to form higher order chromatin structures. This gene is intronless and encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H2B family. Two transcripts that encode the same protein have been identified for this gene, which is found in the large histone gene cluster on chromosome 6p22-p21.3.
基因ID	3017,8349
基因名	HIST1H2BD,HIST2H2BE
Swiss	
别名	

产品验证



Western blot analysis of Acetyl-Histone H2B-K5 expressed in NIH/3T3,C6 using Acetyl-Histone H2B-K5 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn