

— ABLYBIO, Help Your Research



# CDCA8 Rabbit pAb

货号: **AYP18417**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:200 - 1:2000
理论分子量	31kDa
实测分子量	36kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,293T,Mouse testis,Rat brain
细胞定位	Chromosome,Cytoplasm,Nucleus,centromere,cytoskeleton,nucleolus,spindle
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-124 of human CDCA8 (NP_060571.1).
------	---

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a component of the chromosomal passenger complex. This complex is an essential regulator of mitosis and cell division. This protein is cell-cycle regulated and is required for chromatin-induced microtubule stabilization and spindle formation. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 7, 8 and 16.
基因ID	55143
基因名	CDCA8
Swiss	Q53HL2 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q53HL2/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q53HL2/entry</a> )
别名	CDCA8,BOR,BOREALIN,DasraB,MESRGP,CDCA8 Rabbit pAb,Cell division cycle-associated protein 8,Dasra-B,Pluripotent embryonic stem cell-related gene 3 protein,PESCRG3

## 产品验证



Western blot analysis of CDCA8 expressed in Mouse testis,Rat brain,A-549 using CDCA8 Rabbit pAb at 1:1 000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)