

— ABLYBIO, Help Your Research



UPB1 Rabbit pAb

货号: **AYP18425**

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	43kDa
实测分子量	43kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse kidney,Mouse liver,Rat kidney
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-240 of human UPB1 (NP_057411.1).
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein that belongs to the CN hydrolase family. Beta-ureidopropionase catalyzes the last step in the pyrimidine degradation pathway. The pyrimidine bases uracil and thymine are degraded via the consecutive action of dihydropyrimidine dehydrogenase (DHPDH), dihydropyrimidinase (DHP) and beta-ureidopropionase (UP) to beta-alanine and beta-aminoisobutyric acid, respectively. UP deficiencies are associated with N-carbamyl-beta-amino aciduria and may lead to abnormalities in neurological activity.
基因ID	51733
基因名	UPB1
Swiss	Q9UBR1 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UBR1/entry)
别名	UPB1,BUP1,UPB1 Rabbit pAb,BUP-1,Beta-alanine synthase,N-carbamoyl-beta-alanine amidohydrolase

产品验证



Western blot analysis of UPB1 expressed in Mouse kidney, Mouse liver, Rat kidney using UPB1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)