

— ABLYBIO, Help Your Research



ORC3 Rabbit pAb

货号: **AYP18448**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	65kDa/82kDa
实测分子量	82kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,293T,HeLa,Mouse liver
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-240 of human ORC3 (NP_036513.2).
------	--

靶点信息

研究背景	The origin recognition complex (ORC) is a highly conserved six subunits protein complex essential for the initiation of the DNA replication in eukaryotic cells. Studies in yeast demonstrated that ORC binds specifically to origins of replication and serves as a platform for the assembly of additional initiation factors such as Cdc6 and Mcm proteins. The protein encoded by this gene is a subunit of the ORC complex. Studies of a similar gene in Drosophila suggested a possible role of this protein in neuronal proliferation and olfactory memory. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported for this gene.
基因ID	23595
基因名	ORC3
Swiss	Q9UBD5 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UBD5/entry)
别名	ORC3,LAT,LATHEO,ORC3L,ORC3 Rabbit pAb,Origin recognition complex subunit Latheo

产品验证



Western blot analysis of ORC3 expressed in Mouse liver, LO2, 293T using ORC3 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)