

— ABLYBIO, Help Your Research



SYT5 Rabbit pAb

货号: **AYP18510**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	42kDa
实测分子量	43kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse kidney
细胞定位	Cytoplasmic vesicle, Recycling endosome membrane, Single-pass membrane protein, secretory vesicle, synaptic vesicle membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-110 of human SYT5 (NP_003171.2).
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	6861
基因名	SYT5
Swiss	O00445 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O00445/entry)
别名	SYT5,SYT5 Rabbit pAb,Synaptotagmin V

产品验证



Western blot analysis of SYT5 expressed in Mouse kidney using SYT5 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)