

NAIF1 Rabbit pAb

货号: **AYP18578**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	17kDa/35kDa
实测分子量	35kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,A375,293T,OVCAR3,Mouse brain,Mouse liver,Rat brain,Rat liver
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-110 of human NAIF1 (NP_931045.1).
序列	MAVPAKKRKMNFSEREVEIIVEEELKHHLLVNHFNAGVPLAAKSAAWHGILRRVNAVATCRRELPEVKKKWSDLKTEVRR KVAQVRAAVEGGEAPGPTTEEDGAGGPGTG

靶点信息

研究背景	Induces apoptosis.
基因ID	203245
基因名	NAIF1

Swiss	Q69Y17
别名	NAIF1;C9orf90;bA379C10.2

产品验证



Western blot analysis of NAIF1 expressed in Mouse brain,Rat brain,LO2 using NAIF1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn