

ZNF562 Rabbit pAb

货号: AYP18733

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC IF/ICC
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	40kDa/48kDa
实测分子量	40kDa/48kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human ZNF562 (NP_001123503.1).
序列	MSAFDMSHGFFPREPICPFEEKTKIGTMVEDHRSNSYQDSVTFDDVAVEFTPPEEWALLDTTQKYLVRDVMLENYMNLASV DFFFCLTSEWEIQPRTKRSSLQQGFLKNQIFTGIQMQTRSYSGWKLCENCGEVFSEQFCLKTHMRAQNGGNTFEGNCYG KDSISVHKEASIGQELSKFNP

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	54811
基因名	ZNF562

Swiss	Q6V9R5
别名	ZNF562

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn