

IPO11 Rabbit pAb

货号: **AYP18849**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	112kDa/117kDa
实测分子量	112kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,293T,A-549,Mouse heart,Mouse kidney,Mouse lung,Mouse spleen,Mouse testis
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 776-975 of human IPO1 1 (NP_057422.3).
序列	KGIIEGERYPVVMSTYLGVMGRVLLQNTSFFSSLLNEMAHKFNQEMDQLLGNMIEMWVDRMDNITQPERRKLSALALLSL LPSDNSVIQDKFCGIINISVEGLHDVMTEDPETGTYKDCMLMSHLEEPKVTEDDEEPPTEQDKRKKMLALKDPVHTVSLQQF IYEKKAQQEMLGEQGFQSLMETVDTEIVTQLQEFLQGF

靶点信息

研究背景	
基因ID	51194
基因名	IPO11

Swiss	Q9UI26
别名	IPO11;RanBP11

产品验证



Western blot analysis of IPO11 expressed in Mouse heart, HeLa, 293T using IPO11 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn