

# HMGN1 Rabbit pAb

货号: **AYP18864**

## 产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	10kDa
实测分子量	10kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human HMGN1 (NP_004956.5).
序列	MPKRKVSSAEGAAKEPKRRSARLSAKPPAKVEAKPKKAAAKDKSSDKKVQTKGKRGAKGKQAEVANQETKEDLPAENG ETKTEESPASDEAGEKEAKSD

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene binds nucleosomal DNA and is associated with transcriptionally active chromatin. Along with a similar protein, HMG17, the encoded protein may help maintain an open chromatin configuration around transcribable genes.
基因ID	3150

基因名	HMGN1
Swiss	P05114
别名	HMG14;HMGN1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)