

DNAJB12 Rabbit pAb

货号: **AYP18871**

产品信息

| | |
|-------|--|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Polyclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB |
| 推荐浓度 | WB: 1:500 - 1:2000 |
| 理论分子量 | 41kDa/42kDa |
| 实测分子量 | 41kDa |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | 293T,HT-29,BxPC-3,Mouse kidney,Mouse liver,Rat spleen |
| 细胞定位 | Membrane,Single-pass membrane protein |
| 纯化 | Affinity purification |

抗原信息


| | |
|------|--|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 250-409 of human DNAJB12 (NP_060096.3). |
| 序列 | NVHVYSNGRMRYTYQQRQDRRDNQGDGGLGVFVQLMPILILIVSALSQLMVSSPPYSLSPRPSVGHHRVTDHLGVVY YVGDTFSEEYTGSSLKTVERNVEDDYIANLRNNCWKEKQKEGLLYRARYFGDMDMYHRAQKMGTPSCSRLSEVQASLH G |

靶点信息

| | |
|------|---------|
| 研究背景 | |
| 基因ID | 54788 |
| 基因名 | DNAJB12 |

| | |
|-------|--------------|
| Swiss | Q9NXW2 |
| 别名 | DNAJB12;DJ10 |

产品验证



Western blot analysis of DNAJB12 expressed in Mouse kidney,Rat spleen,293T using DNAJB12 Rabbit p Ab at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120 S.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn