

— ABLYBIO, Help Your Research



DNAJB12 Rabbit pAb

货号: **AYP18871**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	41kDa/42kDa
实测分子量	41kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HT-29,BxPC-3,Mouse kidney,Mouse liver,Rat spleen
细胞定位	Membrane,Single-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 250-409 of human DNAJB12 (NP_060096.3).
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	54788
基因名	DNAJB12
Swiss	Q9NXW2 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NXW2/entry)
别名	DNAJB12,DJ10,DNAJB12 Rabbit pAb

产品验证



Western blot analysis of DNAJB12 expressed in Mouse kidney,Rat spleen,293T using DNAJB12 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)