

— ABLYBIO, Help Your Research



KLHL1 Rabbit pAb

货号: **AYP18887**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	82kDa
实测分子量	83kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-431
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-210 of human KLHL1 (NP_065917.1).
------	---

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	57626
基因名	KLHL1
Swiss	Q9NR64 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NR64/entry)
别名	KLHL1,MRP2,KLHL1 Rabbit pAb,KIAA1490

产品验证



Western blot analysis of KLHL1 expressed in A-431 using KLHL1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)