

— ABLYBIO, Help Your Research



# F10 Rabbit pAb

货号: **AYP18922**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF/ICC:</b> 1:10 - 1:100
理论分子量	54kDa
实测分子量	75kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Raji,Mouse liver
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 235-488 of human F10 (NP_000495.1).
------	---

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes the vitamin K-dependent coagulation factor X of the blood coagulation cascade. This factor undergoes multiple processing steps before its preproprotein is converted to a mature two-chain form by the excision of the tripeptide RKR. Two chains of the factor are held together by 1 or more disulfide bonds; the light chain contains 2 EGF-like domains, while the heavy chain contains the catalytic domain which is structurally homologous to those of the other hemostatic serine proteases. The mature factor is activated by the cleavage of the activation peptide by factor IXa (in the intrinsic pathway), or by factor VIIa (in the extrinsic pathway). The activated factor then converts prothrombin to thrombin in the presence of factor Va, Ca <sup>2+</sup> , and phospholipid during blood clotting. Mutations of this gene result in factor X deficiency, a hemorrhagic condition of variable severity. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms that may undergo similar proteolytic processing to generate mature polypeptides.
基因ID	2159
基因名	F10
Swiss	P00742 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P00742/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P00742/entry</a> )
别名	F10,FX,FXA,F10 Rabbit pAb,Stuart factor,Stuart-Prower factor

## 产品验证



Western blot analysis of F10 expressed in Raji, Mouse liver using F10 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)