

# PEBP4 Rabbit pAb

货号: **AYP18939**

## 产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:1000
理论分子量	25kDa
实测分子量	26kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung
细胞定位	Lysosome
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 23-120 of human PEBP4 (NP_659399.2).
序列	DEDENSPCAHEALLDEDTLFCQGLEVFYPPELGNIGCKVVPDCNNYRQKITSWMEPIVKFPGAVDGATYILVMVDPDAPSRA EPRQRFWRHVLVTDIKG

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	157310
基因名	PEBP4

Swiss	Q96S96
别名	PEBP4;CORK-1;CORK1;GWTM1933;HEL-S-300;PEBP-4;PRO4408;hPEBP4

## 产品验证



Western blot analysis of PEBP4 expressed in Mouse lung using PEBP4 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)