

RANBP6 Rabbit pAb

货号: **AYP18942**

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	124kDa
实测分子量	140kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-70 of human RANBP6 (NP_036548.1).
序列	MAATASAGVPATVSEKQEFYQLLNINPSCMVRRAEEIYENIPGLCKTTFLLDAVRNRRAGYEVQRMA

靶点信息

研究背景	May function in nuclear protein import as nuclear transport receptor.
基因ID	26953
基因名	RANBP6
Swiss	O60518

别名	RANBP6
----	--------

产品验证



Western blot analysis of RANBP6 expressed in Mouse brain,Rat brain using RANBP6 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn