

WDR33 Rabbit pAb

货号: **AYP19048**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	30kDa/38kDa/145kDa
实测分子量	145kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Rat testis
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-208 of mouse WDR33 (NP_001164437.1).
序列	MATEIGSPPRFFHMPRFQHQPAPRQLFYKRPDFAQQQAMQQLTFDGKMRMRKAVNRKTIDYNPSVIKYLENRIWQRDQRD MRAIQPDAGYNDLVPPIGMLNPMNAVTTKFVRTSTNKVKCPVFVVRWTPEGRRLVTGASSGEFTLWNGLTFNFETILQ AHDSPVRAMTWSHNDMWMLTADHGGYVKYWQSNMNNVKMFQAHKEAIREA

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the WD repeat protein family. WD repeats are minimally conserved regions of approximately 40 amino acids typically bracketed by gly-his and trp-asp (GH-WD), which may facilitate formation of heterotrimeric or multiprotein complexes. Members of this family are involved in a variety of cellular processes, including cell cycle progression, signal transduction, apoptosis, and gene regulation. This gene is highly expressed in testis and the protein is localized to the nucleus. This gene may play important roles in the mechanisms of cytodifferentiation and/or DNA recombination. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.
基因ID	74320
基因名	
Swiss	
别名	WDR33;NET14;WDC146

产品验证



Western blot analysis of WDR33 expressed in HeLa, Rat testis using WDR33 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn