

— ABLYBIO, Help Your Research



IDH3B Rabbit pAb

货号: **AYP19206**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:100 IF/ICC: 1:50 - 1:100
理论分子量	25kDa/41kDa/42kDa
实测分子量	42KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	NCI-H460,HeLa,293T,Mouse heart,Rat heart
细胞定位	Mitochondrion
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 35-170 of human IDH3B (NP_008830.2).
------	--

靶点信息

研究背景	Isocitrate dehydrogenases catalyze the oxidative decarboxylation of isocitrate to 2-oxoglutarate. These enzymes belong to two distinct subclasses, one of which utilizes NAD(+) as the electron acceptor and the other NADP(+). Five isocitrate dehydrogenases have been reported: three NAD(+)-dependent isocitrate dehydrogenases, which localize to the mitochondrial matrix, and two NADP(+)-dependent isocitrate dehydrogenases, one of which is mitochondrial and the other predominantly cytosolic. NAD(+)-dependent isocitrate dehydrogenases catalyze the allosterically regulated rate-limiting step of the tricarboxylic acid cycle. Each isozyme is a heterotetramer that is composed of two alpha subunits, one beta subunit, and one gamma subunit. The protein encoded by this gene is the beta subunit of one isozyme of NAD(+)-dependent isocitrate dehydrogenase. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.
基因ID	3420
基因名	IDH3B
Swiss	O43837 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O43837/entry)
别名	IDH3B,RP46,IDH3B Rabbit pAb,Isocitric dehydrogenase subunit beta,NAD(+)-specific ICDH subunit beta

产品验证



Western blot analysis of IDH3B expressed in Mouse heart,Rat heart,NCI-H460 using IDH3B Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)