

— ABLYBIO, Help Your Research



GCSH Rabbit pAb

货号: **AYP19231**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	18kDa
实测分子量	19kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,293T,HeLa,Mouse kidney,Rat liver
细胞定位	Mitochondrion
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-173 of human GCSH (NP_004474.2).
------	--

靶点信息

研究背景	Degradation of glycine is brought about by the glycine cleavage system, which is composed of four mitochondrial protein components: P protein (a pyridoxal phosphate-dependent glycine decarboxylase), H protein (a lipoic acid-containing protein), T protein (a tetrahydrofolate-requiring enzyme), and L protein (a lip oamide dehydrogenase). The protein encoded by this gene is the H protein, which transfers the methylamine group of glycine from the P protein to the T protein. Defects in this gene are a cause of nonketotic hyperglycinemia (NKH). Two transcript variants, one protein-coding and the other probably not protein-coding, have been found for this gene. Also, several transcribed and non-transcribed pseudogenes of this gene exist throughout the genome.
基因ID	2653
基因名	GCSH
Swiss	P23434 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P23434/entry)
别名	GCSH,GCE,NKH,GCSH Rabbit pAb,Lipoic acid-containing protein

产品验证



Western blot analysis of GCSH expressed in Mouse kidney,Rat liver,LO2 using GCSH Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)