

— ABLYBIO, Help Your Research



# SND1 Rabbit pAb

货号: **AYP19336**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	101kDa
实测分子量	102kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Jurkat,HL-60,MCF7,Mouse liver,Rat liver
细胞定位	Cytoplasm,Melanosome,Nucleus
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 26-285 of human SND1 (NP_055205.2).
------	---

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a transcriptional co-activator that interacts with the acidic domain of Epstein-Barr virus nuclear antigen 2 (EBNA 2), a transcriptional activator that is required for B-lymphocyte transformation. Other transcription factors that interact with this protein are signal transducers and activators of transcription, STATs. This protein is also thought to be essential for normal cell growth. A similar protein in mammals and other organisms is a component of the RNA-induced silencing complex (RISC). [provided by RefSeq, Jul 2016]
基因ID	27044
基因名	SND1
Swiss	Q7KZF4 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q7KZF4/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q7KZF4/entry</a> )
别名	SND1,TDRD11,Tudor-SN,p100,SND1 Rabbit pAb,100 kDa coactivator,EBNA2 coactivator p100,Tudor domain-containing protein 11,p100 co-activator

## 产品验证



Western blot analysis of SND1 expressed in Mouse liver,Rat liver,HeLa using SND1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)