

OsNAC4 Rabbit pAb

货号: **AYP19396**

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	35kDa
实测分子量	40kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	spikes
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsNAC4.
------	---

靶点信息

研究背景	OsNAC4 is a key positive regulator of plant hypersensitive cell death
基因ID	4327485
基因名	NAC068
Swiss	Q52QH4
别名	OsNAC4; ONAC068

产品验证



Western blot analysis of OsNAC4 expressed in spikes using OsNAC4 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary anti body: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% no n-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn