

— ABLYBIO, Help Your Research



USP36 Rabbit pAb

货号: **AYP19473**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:100
理论分子量	122kDa
实测分子量	123kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,A-431,HeLa
细胞定位	Nucleus,nucleolus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-120 of human USP36 (NP_079366.3).
------	---

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the peptidase C19 or ubiquitin-specific protease family of cysteine proteases. Members of this family remove ubiquitin molecules from polyubiquitinated proteins. The encoded protein may deubiquitinate and stabilize the transcription factor c-Myc, also known as MYC, an important oncoprotein known to be upregulated in most human cancers. The encoded protease may also regulate the activation of autophagy. This gene exhibits elevated expression in some breast and lung cancers.
基因ID	57602
基因名	USP36
Swiss	Q9P275 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9P275/entry)
别名	USP36,DUB1,USP36 Rabbit pAb,Deubiquitinating enzyme 36,Ubiquitin thioesterase 36,Ubiquitin-specific-processing protease 36,KIAA1453

产品验证



Western blot analysis of USP36 expressed in U-87MG,A-431,HeLa using USP36 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)