

CALHM2 Rabbit pAb

货号: **AYP19509**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:100 - 1:500
理论分子量	21kDa/23kDa/36kDa
实测分子量	36KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat lung
细胞定位	Membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-323 of human CALHM 2 (NP_057000.2).
序列	MAALIAENFRFLSLFFKSKDVMIFNGLVALGTVGSQELFSVVAFHCPSPARNYLYGLAAIGVPALVLFIIIGILNNHTWNLVA ECQHRRTKNCSAAPTFLLLSSILGRAAVAPVTWSVISLLRGEAYVCALSEFVDPSSLTAREEHFPSAHATEILARFPCKENPD NLSDFREEVSRRLRYESQLFGWLLIGVVAILVFLTKCLKHYCSPLSYRQEAYWAQYRANEDQLFQRTAEVHSRVLAANNVR RFFGFVALNKDDEELIANFPVEGTQPRPQWNAITGVYLYRENQGLPLYSRLHKWAQGLAGNGAAPDNVEMALLPS

靶点信息

研究背景	Pore-forming subunit of a voltage-gated ion channel.
基因ID	51063
基因名	CALHM2

Swiss	Q9HA72
别名	CALHM2;FAM26B

产品验证



Western blot analysis of CALHM2 expressed in Rat lung using CALHM2 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn