

# MARCH8 Rabbit pAb

货号: **AYP19521**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	32kDa/63kDa
实测分子量	33kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	22Rv1,U-87MG,Mouse testis,Rat testis,Rat liver
细胞定位	Cytoplasmic vesicle membrane,Early endosome membrane,Lysosome membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 232-291 of human MARCH8 (NP_659458.2).
序列	YNRVIYVQNCPEFSKKNIFEKSPLEPNFENKHGYGICHSDTNSSCCTEPEDTGAEIIHV

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	220972
基因名	MARCH8

Swiss	Q5T0T0
别名	MARCH8;CMIR;MARCH-VIII;MIR;RNF178;c-MIR

## 产品验证



Western blot analysis of MARCH8 expressed in Mouse testis,Rat testis,22Rv1 using MARCH8 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120 S.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)