

RGMB Rabbit pAb

货号: **AYP19566**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	47kDa
实测分子量	47kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cell membrane,GPI-anchor,Lipid-anchor,Membrane raft
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 210-453 of human RGM B (NP_001012779.2).
序列	PHLRTFKDNFQTCCKVEGAWPLIDNNYLSVQVTNVPVVPGSSATATNKITIIIFKAHHECTDQKVYQAVTDDLPAAFVDGTTSGGDSDAKSLRIVERESGHYVEMHARYIGTTVFVRQVGRYLTLAIRMPEDLAMSYEESQDLQLCVNGCPLSERIDDGQGVSAILGHSLPRTSLVQAWPGYTLETANTQCHEKMPVKDIYFQSCVFDLLTTGDANFTAAHSALEDVEALHPRKERWHIFPSSG

靶点信息

研究背景	
基因ID	285704
基因名	RGMB

Swiss	Q6NW40
别名	RGMB;DRAGON

产品验证



Western blot analysis of RGMB expressed in HeLa, Mouse brain, Rat brain using RGMB Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn