

— ABLYBIO, Help Your Research



FFAR3 Rabbit pAb

货号: **AYP19638**

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	38kDa
实测分子量	39KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse skeletal muscle
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 257-346 of human FFAR 3 (NP_005295.1).
------	--

靶点信息

研究背景	G protein-coupled receptor that is activated by a major product of dietary fiber digestion, the short chain fatty acids (SCFAs, and that plays a role in the regulation of whole-body energy homeostasis and in intestinal immunity. In omnivorous mammals, the short chain fatty acids acetate, propionate and butyrate are produced primarily by the gut microbiome that metabolizes dietary fibers. SCFAs serve as a source of energy but also act as signaling molecules. That G protein-coupled receptor is probably coupled to the pertussis toxin-sensitive, G(i/o)-alpha family of G proteins. Its activation results in the formation of inositol 1,4,5-trisphosphate, the mobilization of intracellular calcium, the phosphorylation of the MAPK3/ERK1 and MAPK1/ERK2 kinases and the inhibition of intracellular cAMP accumulation. Activated by SCFAs and by beta-hydroxybutyrate, a ketone body produced by the liver upon starvation, it inhibits N-type calcium channels and modulates the activity of sympathetic neurons through a signaling cascade involving the beta and gamma subunits of its coupled G protein, phospholipase C and MAP kinases. Thereby, it may regulate energy expenditure through the control of the sympathetic nervous system that controls for instance heart rate.
基因ID	2865
基因名	FFAR3
Swiss	O14843 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O14843/entry)
别名	FFAR3,FFA3R,GPR41,GPR42,FFAR3 Rabbit pAb,G-protein coupled receptor 41

产品验证



Western blot analysis of FFAR3 expressed in Mouse skeletal muscle using FFAR3 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)