

DDX39A Rabbit pAb

货号: **AYP19669**

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	30kDa/36kDa/49kDa
实测分子量	48kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse testis,Rat testis
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 178-427 of human DDX 39A (NP_005795.2).
序列	LVRNRSFSLKNVKHFVLDECDKMLEQLDMRRDVQEIFRLTPHEKQCMMFSATLSKDIRPVCRKFMQDPMEVFVDDDETKL TLHGLQQYYVKLDSEKNRKLFDLLDVLEFNQVIIFVKSQRCMALAQLLVEQNFPAIAIHRGMAQEERLSRYQQFKDFQR RILVATNLFGRGMDIERVNIVFNYPDMPEDSDTYLHRVARAGRFGTKGLAITFVSDENDAKILNDVQDRFEVNVAELPEEIDI STYIEQSR

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the DEAD box protein family. These proteins are characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD) and are putative RNA helicases. They are implicated in a number of cellular processes involving alteration of RNA secondary structure, such as translation initiation, nuclear and mitochondrial splicing, and ribosome and spliceosome assembly. Based on their distribution patterns, some members of the DEAD box protein family are believed to be involved in embryogenesis, spermatogenesis, and cellular growth and division. This gene is thought to play a role in the prognosis of patients with gastrointestinal stromal tumors. A pseudogene of this gene is present on chromosome 13. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Additional alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but their full-length nature is not known.
基因ID	10212
基因名	DDX39A
Swiss	O00148
别名	DDX39A;BAT1;BAT1L;DDX39;DDXL;URH49

产品验证



Western blot analysis of DDX39A expressed in Mouse testis, Rat testis using DDX39A Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn