

# PCSK1 Rabbit pAb

货号: **AYP19777**

## 产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	79kDa/84kDa
实测分子量	84kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat brain
细胞定位	Cytoplasmic vesicle,secretory vesicle
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 28-170 of human PCSK1 (NP_000430.3).
序列	KRQFVNEWAAEIPGGPEAASAI AEELGYDLLGQIGSLENHYLFKHNHPRRSRRSAFHITKRLSDDDRVIWAEQQYEKERS KRSALRDSALNLFNDPMWNQQWYLQDTRMTAALPKLDLHVIPVWQKGITGKGVVITVLDGGL

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the subtilisin-like proprotein convertase family, which includes proteases that process protein and peptide precursors trafficking through regulated or constitutive branches of the secretory pathway. The encoded protein undergoes an initial autocatalytic processing event in the ER to generate a heterodimer which exits the ER and sorts to subcellular compartments where a second autocatalytic event takes place and the catalytic activity is acquired. The protease is packaged into and activated in dense core secretory granules and expressed in the neuroendocrine system and brain. This gene encodes one of the seven basic amino acid-specific members which cleave their substrates at single or paired basic residues. It functions in the proteolytic activation of polypeptide hormones and neuropeptide precursors. Mutations in this gene have been associated with susceptibility to obesity and proprotein convertase 1/3 deficiency. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene
基因ID	5122
基因名	PCSK1
Swiss	P29120
别名	PCSK1;BMIQ12;NEC1;PC1;PC3;SPC3

## 产品验证



Western blot analysis of PCSK1 expressed in Rat brain using PCSK1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)