

# LCN6 Rabbit pAb

货号: **AYP19847**

## 产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	18kDa
实测分子量	18kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse testis
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-120 of human LCN6 (NP_945184.1).
序列	RLDPEQLLGPWYVLAVASREKGFAMEKDMKNVVGWVTLTPENLRTLSSQHGLGGCDQSVMDLIKRN SGWVFENPSI GVLELWVLATNFRDYAII

## 靶点信息

研究背景	May play a role in male fertility.
基因ID	158062
基因名	LCN6

Swiss	P62502
别名	LCN6;LCN5;UNQ643;hLcn5

## 产品验证



Western blot analysis of LCN6 expressed in Mouse testis using LCN6 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary anti body: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% no n-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)