

ZSCAN4 Rabbit pAb

货号: **AYP19872**

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	48kDa
实测分子量	49kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat brain
细胞定位	Chromosome,Nucleus,telomere
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-310 of human ZSCAN4 (NP_689890.1).
序列	MALDLRTIFQCEPENNLGSENSAFQQSQGPAVQREEGISEFSRMVLSNFQDSNNSYARQELQRLYRIFHSWLQPEKHSK DEIISLLVLEQFMIGGHCNDKASVKEKWKSSGKNLERFIEDLTDDSI NPPALVHVHMQQQEALFSEDMPLRDVIVHLTKQV NAQTTREANMGTPSQTSQDTSLETGQGYEDEQDGNSSSKTTRVNENITNQGNQIVSLIIIQEENGPRPEEGGVSSDNP YNSKRAELVTARSQEGSINGITFQGVPMVMGAGCISQPEQSSPESALTHQSNEGNSTCEVHQKSGSHGVQK

靶点信息

研究背景	
基因ID	201516
基因名	ZSCAN4

Swiss	Q8NAM6
别名	ZSCAN4;ZNF494

产品验证



Western blot analysis of ZSCAN4 expressed in Rat brain using ZSCAN4 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn