

— ABLYBIO, Help Your Research



TRPC5 Rabbit pAb

货号: **AYP20215**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	111kDa
实测分子量	90KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,SH-SY5Y,Neuro-2a
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 800-900 of human TRPC5 (NP_03660 3.1).
------	---

靶点信息

研究背景	This gene belongs to the transient receptor family. It encodes one of the seven mammalian TRPC (transient receptor potential channel) proteins. The encoded protein is a multi-pass membrane protein and is thought to form a receptor-activated non-selective calcium permeant cation channel. The protein is active alone or as a heteromultimeric assembly with TRPC1, TRPC3, and TRPC4. It also interacts with multiple proteins including calmodulin, CABP1, enkurin, Na(+)-H+ exchange regulatory factor (NHERF), interferon-induced GTP-binding protein (MX1), ring finger protein 24 (RNF24), and SEC14 domain and spectrin repeat-containing protein 1 (SESTD1).
基因ID	7224
基因名	TRPC5
Swiss	Q9UL62 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UL62/entry)
别名	TRPC5,PPP1R159,TRP5,TRPC5 Rabbit pAb,Transient receptor protein 5

产品验证



Western blot analysis of TRPC5 expressed in 293T, SH-SY5Y, Neuro-2a using TRPC5 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)