

INCENP Rabbit pAb

货号: **AYP20292**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	104kDa/105kDa
实测分子量	120-140kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Jurkat,Rat thymus
细胞定位	Chromosome,Cytoplasm,Nucleus,centromere,cytoskeleton,kinetochore,spindle
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 785-914 of human INCE NP (NP_064623.2).
序列	ALNVTVDVQSPACTSYQMTPQGHRAAPPKINPDNYGMDLNSDDSTDDEAHPRKPIPTWARGTPLSQAIHQYYHPPNLELFGTILPLDLEDIFKKSAPRYHKRTSSAVWNSPPLQGARVPSSLAYSLLKHH

靶点信息

研究背景	
基因ID	3619
基因名	INCENP

Swiss	Q9NQS7
别名	INCENP

产品验证



Western blot analysis of INCENP expressed in HeLa, Jurkat, Rat thymus using INCENP Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn