

PPIG Rabbit pAb

货号: **AYP20306**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	40kDa/88kDa
实测分子量	110kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,HepG2,HeLa
细胞定位	Nucleus matrix,Nucleus speckle
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PPIG (NP_004783.2).
序列	MGIKVQRPRCFFDIAINNQPAGRVVFELFSDVCPKTCENFRCLCTGEKGTGKSTQKPLHYKSLFHRVVKDFMVQGGDFS EGNGRGGESIYGGFFEDES

靶点信息

研究背景	
基因ID	9360
基因名	PPIG
Swiss	Q13427

别名	PPIG;CARS-Cyp;CYP;SCAF10;SRCyp
----	--------------------------------

产品验证



Western blot analysis of PPIG expressed in Jurkat, HepG2, HeLa using PPIG Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn