

ZNF75A Rabbit pAb

货号: AYP20620

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	35kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-296 of human ZNF75A (NP_694573.1).
序列	WSSDLNKHLTTHQGIKPYKCSWCGKSFQNTNLHHTHQRTHTGEKPFTCHECGKKFSQNSHLIKHRRHTHTGEQPYTCSICR RNFSRRSSLLRHQKLHL

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	7627
基因名	ZNF75A

Swiss	Q96N20
别名	ZNF75A

产品验证



Western blot analysis of ZNF75A expressed in A-549 using ZNF75A Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn