

— ABLYBIO, Help Your Research



BRK1 Rabbit pAb

货号: **AYP20722**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC IF/ICC
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	cytoskeleton,cytosol,extracellular exosome,SCAR complex
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-75 of human BRK1 (NP_060932.2).
------	---

靶点信息

研究背景	Involved in regulation of actin and microtubule organization. Part of a WAVE complex that activates the Arp2/3 complex. As component of the WAVE1 complex, required for BDNF-NTRK2 endocytic trafficking and signaling from early endosomes (By similarity).
基因ID	55845
基因名	BRK1
Swiss	Q8WUW1 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8WUW1/entry)
别名	BRK1,C3orf10,HSPC300,MDS027,hHBrk1,BRK1 Rabbit pAb

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)