

# SRPK2 Rabbit pAb

货号: AYP20900

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	120kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse heart,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	cytoplasm,cytosol,nuclear speck,nucleolus,nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 420-520 of human SRPK 2 (NP_872633.1).
序列	NAESDYTYSSSYEQFNGELPNGRHKIPESQFPEFSTSLFSGSLEPVACGSVLSEGSPLTEQEESSPSHDSRTVSASSTGD LPKAKTRAADLLVNPLDPRN

## 靶点信息

研究背景	Serine/arginine-rich protein-specific kinase which specifically phosphorylates its substrates at serine residues located in regions rich in arginine/serine dipeptides, known as RS domains and is involved in the phosphorylation of SR splicing factors and the regulation of splicing. Promotes neuronal apoptosis by up-regulating cyclin-D1 (CCND1 expression. This is done by the phosphorylation of SRSF2, leading to the suppression of p53/TP53 phosphorylation thereby relieving the repressive effect of p53/TP53 on cyclin-D1 (CCND1 expression. Phosphorylates ACIN1, and redistributes it from the nuclear speckles to the nucleoplasm, resulting in cyclin A1 but not cyclin A2 up-regulation. Plays an essential role in spliceosomal B complex formation via the phosphorylation of DDX23/PRP28. Probably by phosphorylating DDX23, leads to the suppression of incorrect R-loops formed during transcription; R-loops are composed of a DNA:RNA hybrid and the associated non-template single-stranded DNA. Can mediate hepatitis B virus (HBV core protein phosphorylation. Plays a negative role in the regulation of HBV replication through a mechanism not involving the phosphorylation of the core protein but by reducing the packaging efficiency of the pregenomic RNA (pgRNA without affecting the formation of the viral core particles.
基因ID	6733
基因名	SRPK2
Swiss	P78362
别名	SFRSK2;SRPK2

## 产品验证



Western blot analysis of SRPK2 expressed in Mouse heart, Mouse brain, Rat brain using SRPK2 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)