

PUS7L Rabbit pAb

货号: **AYP21087**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	
实测分子量	81KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	PC-3,K-562
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human PUS7L (NP_112582.3).
序列	MEEDTDYRIRFSSLCFFNDHVGFGHTIKSSPSDFIVIEIDEQGQLVNKTIDEPIFKISEIQLEPNNFPKPKLDLQNLSEEDGR NQEVTHTLIKYTDGDQNHQSGSEKEDTIVDGTSCKEEKADVLSSFLDEKTHELLNNFACDVREKWLSKTELIGLPPEFSIGRI LDKNQRASLHSAIRQKFPFLVTVGKNSEIVVKPNLEYKELCHLVSEEEAFDFKYLDAKKENSKFTFKPDTNKDHRKAVHHF VNKKFGNLVETKSFKMNCSAGNPVVVVTVRFREKAHKRGKRPLSECQEGKV

靶点信息

研究背景	Pseudouridylate synthase that catalyzes pseudouridylation of RNAs.
基因ID	83448
基因名	PUS7L

Swiss	Q9H0K6
别名	PUS7L

产品验证



Western blot analysis of PUS7L expressed in PC-3,K-562 using PUS7L Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn