

EAF1 Rabbit pAb

货号: **AYP21101**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	17kDa/29kDa
实测分子量	29kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,A-549,Rat kidney
细胞定位	Cajal body,intercellular bridge,nuclear body,nuclear speck,nucleoplasm,transcription elongation factor complex
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-120 of human EAF1 (NP_149074.3).
序列	LQVGKGDEVTITLPHIPGSTPPMTVFKGNRPYQKDCVLIINHDTGEYVLEKLSSSIQVKKTRAEGSSKIQ

靶点信息

研究背景	
基因ID	85403
基因名	EAF1

Swiss	Q96JC9
别名	EAF1

产品验证



Western blot analysis of EAF1 expressed in HepG2,A-549,Rat kidney using EAF1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn