

— ABLYBIO, Help Your Research



SUPT3H Rabbit pAb

货号: **AYP21190**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	36kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549
细胞定位	nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-130 of human SUPT3 H (NP_852001.1).
------	--

靶点信息

研究背景	Probable transcriptional activator.
------	-------------------------------------

基因ID	8464
基因名	SUPT3H
Swiss	O75486 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O75486/entry)
别名	SPT3,SPT3L,SUPT3H,SUPT3H Rabbit pAb,SPT3-like protein

产品验证



Western blot analysis of SUPT3H expressed in A-549 using SUPT3H Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)