

— ABLYBIO, Help Your Research



TAF12 Rabbit pAb

货号: **AYP21253**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	14kDa/17kDa
实测分子量	18kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-161 of human TAF12 (NP_001128690.1).
------	--

靶点信息

研究背景	Control of transcription by RNA polymerase II involves the basal transcription machinery which is a collection of proteins. These proteins with RNA polymerase II, assemble into complexes which are modulated by transactivator proteins that bind to cis-regulatory elements located adjacent to the transcription start site. Some modulators interact directly with the basal complex, whereas others may act as bridging proteins linking transactivators to the basal transcription factors. Some of these associated factors are weakly attached while others are tightly associated with TBP in the TFIID complex. Among the latter are the TAF proteins. Different TAFs are predicted to mediate the function of distinct transcriptional activators for a variety of gene promoters and RNA polymerases. TAF12 interacts directly with TBP as well as with TAF21. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
基因ID	6883
基因名	TAF12
Swiss	Q16514 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q16514/entry)
别名	TAF12,TAF2J,TAFII20,TAF12 Rabbit pAb,Transcription initiation factor TFIID 20/15 kDa subunits,TAF15

产品验证



Western blot analysis of TAF12 expressed in HeLa using TAF12 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)