



HILPDA Rabbit pAb

货号: **AYP21306**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	7kDa
实测分子量	7kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	cell surface,cytosol,extracellular space,lipid droplet,nucleoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-63 of human HILPDA (NP_037464.1).
------	---

靶点信息

研究背景	Increases intracellular lipid accumulation. Stimulates expression of cytokines including IL6, MIF and VEGF A. Enhances cell growth and proliferation.
------	---

基因ID	29923
基因名	HILPDA
Swiss	Q9Y5L2 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y5L2/entry)
别名	HIG2,HIG-2,C7orf68,HILPDA,HILPDA Rabbit pAb,Hypoxia-inducible gene 2 protein

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)