

— ABLYBIO, Help Your Research



DNAJC2 Rabbit pAb

货号: **AYP21555**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	65kDa/71kDa
实测分子量	80KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus,cytosol
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-140 of human DNAJC2 (NP_055192.1).
------	--

靶点信息

研究背景	This gene is a member of the M-phase phosphoprotein (MPP) family. The gene encodes a phosphoprotein with a J domain and a Myb DNA-binding domain which localizes to both the nucleus and the cytosol. The protein is capable of forming a heterodimeric complex that associates with ribosomes, acting as a molecular chaperone for nascent polypeptide chains as they exit the ribosome. This protein was identified as a leukemia-associated antigen and expression of the gene is upregulated in leukemic blasts. Also, chromosomal aberrations involving this gene are associated with primary head and neck squamous cell tumors. This gene has a pseudogene on chromosome 6. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described.
基因ID	27000
基因名	DNAJC2
Swiss	Q99543 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q99543/entry)
别名	DNAJC2,MPHOSPH11,MPP11,ZRF1,ZUO1,DNAJC2 Rabbit pAb,M-phase phosphoprotein 11,Zuotin-related factor 1

产品验证



Western blot analysis of DNAJC2 expressed in 293T using DNAJC2 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)