

# ITSN1 Rabbit pAb

货号: **AYP21613**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	137kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,SKOV3
细胞定位	clathrin-coated pit,cytoplasm,cytosol,neuron projection,nuclear envelope,plasma membrane,presynapse,recycling endosome
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 750-850 of human ITSN1 (NP_001317941.1).
序列	KTGWFPANYAEKIPENEVPAPVKPVTDSTSAPAPKLALRETPAPLAVTSSEPSTTPNNWADFSSTWPTSTNEKPETDNWD AWAAQPSLTVPSAGQLRQRSA

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	6453
基因名	ITSN1

Swiss	Q15811
别名	ITSN;SH3D1A;SH3P17;ITSN1

## 产品验证



Western blot analysis of ITSN1 expressed in U-251MG,SKOV3 using ITSN1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5 % non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)