

PRELP Rabbit pAb

货号: **AYP21673**

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	44KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung,Rat heart
细胞定位	extracellular exosome,extracellular region,extracellular space,extracellular vesicle,Golgi lumen,lysosomal lumen
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 200-360 of human PRELP (NP_002716.1).
序列	LDLQHNRLSDGVFKPDTFHGLKNLMQLNLAHNILRKMPPRVPTAIHQYLDNKIETIPNGYFKSFPNLAFIRLNYNKLTDRGLPKNSFNISNLLVLHLSHNRISSVPAINNRLEHLYLNNSIEKINGTQICPNDLVAFHDFSSDLENVPHLRYLRDGN

靶点信息

研究背景	
基因ID	5549
基因名	PRELP

Swiss	P51888
别名	MST161;MSTP161;SLRR2A;PRELP

产品验证



Western blot analysis of PRELP expressed in Mouse lung,Rat heart using PRELP Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn