

— ABLYBIO, Help Your Research



SEC62 Rabbit pAb

货号: **AYP21682**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	52kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,MCF7
细胞定位	endoplasmic reticulum,rough endoplasmic reticulum
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 258-399 of human SEC62 (NP_003253.1).
------	---

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	7095
基因名	SEC62
Swiss	Q99442 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q99442/entry)
别名	Dtrp1,HTP1,TLOC1,TP-1,SEC62,SEC62 Rabbit pAb,Translocation protein 1

产品验证



Western blot analysis of SEC62 expressed in HeLa, MCF7 using SEC62 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)